

●血管の年齢測定器●

あなたの血管のセルフチェックに

血管年齢計

血管の健康を考えた
生活習慣をされていますか？

血管の年齢が
分かります

手軽で簡単に、約60秒で
測定ができます



機器構成



特徴

- 血管年齢、血管健康度(A～E)、脈拍数、ワンポイントアドバイスの表示。
- 測定時間は60秒。
- タッチパネルモニターで簡単に操作ができます。
- 卓上サイズでわずか5.5kgの軽量設計。

仕様

- 測定部位：左の人差し指
- 表示内容：血管年齢、血管健康度(A～E)、脈拍数、ワンポイントアドバイス
- 測定時間：60秒
- 設置：温度10～35(℃)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 寸法：W320×D305×H270(mm)
- 重量：5.5(kg)


※コイン仕様もオプションでご用意できます。

※商品のデザイン、仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。

※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。

※このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

印刷結果



あなたの
性別・年齢

血管年齢
血管健康度
脈拍数

血管健康度

- A：とても若い血管です。
- B：やや若い血管です。
- C：標準的な血管の状態です。
- D：やや血管が老化しています。
- E：血管が老化しています。

コメント

納入先のご提案

エステサロン、リラクゼーションルーム、温浴施設
フィットネスクラブ、薬局店頭、アミューズメント施設
公共施設など

販売店：

Live Aid
medicare 24
株式会社 メディケア

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1545-2
TEL.045(392)6608 FAX.045(392)6609
E-mail:rep@medicare24.co.jp
URL http://www.medicare24.co.jp